

# Stomaferin Ultra



Produit d'hygiène  
Lactoferrine, Chlorhexidine

- ▶ Gel assainissant et protecteur des muqueuses
- ▶ Complément idéal des traitements bucco-dentaires

## ● MODE D'ACTION

- ≧ Protection contre l'adhésion des bactéries à la surface des dents et contrôle de leur multiplication
- ≧ Ralentissement du dépôt de plaque dentaire et du tartre après son élimination mécanique
- ≧ Maintien du microbiote buccal normal
- ≧ Elimination des odeurs buccales désagréables
- ≧ Participe à la préservation de l'intégrité des muqueuses

## ● POINTS FORTS

- ≧ Action synergique de la lactoferrine et de la chlorhexidine
- ≧ Application aisée, précise et possible sur bouche fermée grâce à un applicateur à 90°
- ≧ Gel adhérent pour un contact prolongé
- ≧ N'entraîne pas d'hypersalivation
- ≧ Grande sécurité d'utilisation et grande précision de la dose délivrée

## ● UTILISATION

Stomaferin Ultra est une préparation pour application locale sur les muqueuses buccales, destinée à l'hygiène des chiens et des chats ayant tendance au dépôt de plaque et de tartre.

## ● MODE D'EMPLOI

### Agiter avant emploi.

Appliquer **Stomaferin Ultra** dans l'angle de la mâchoire (entre joue et gencive) ou directement sur la gencive, en maintenant l'applicateur à une distance de 1 à 2 cm de la muqueuse buccale.

Une pression sur la pompe délivre une dose de 0,2 ml de la préparation.

Chat et chien : 1 dose de chaque côté de la bouche, 1 à 2 fois par jour.

Petit mammifère : 1 dose 2 fois par jour.

Ne pas appliquer plus d'une pression au même endroit.

Il est déconseillé d'utiliser Stomaferin Ultra sur des lésions récentes avec saignements ou chez les animaux présentant une hypersensibilité à la chlorhexidine.

## ● COMPOSITION

Lactoferrine

Digluconate de chlorhexidine



**Stomaferin Ultra**  
Flacon pompe de 30 ml  
avec applicateur